

进口四氟塑料坩埚20ml材质纯净稳定耐腐蚀pfa坩埚30ml

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 进口四氟塑料坩埚20ml材质纯净稳定耐腐蚀pfa坩埚30ml |
| 生产厂家 | 南京滨正红仪器有限公司 |
| 价格 | 65.00/个 |
| 规格参数 | 规格:20ml 品牌:南京滨正红 : |
| 公司地址 | 玄武区樱花路118号 |
| 联系电话 | 13913944240 |

产品详情

进口四氟塑料坩埚20ml材质纯净稳定耐腐蚀pfa坩埚30ml

一、产品简介

坩埚是熔化和精炼金属液体以及固液加热、反应的容器，是化学反应顺利进行的基础。

我厂生产的

PFA

产品它金

属元素空白值低，

铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析

出，未添加回料具有低的本底，

它不仅对温度和各种化学试剂有很好的抗性，同时具有清洗方便的优点。主

要用于痕量分析、同位素分析等实验，是目前洁净的实验分析器皿。

二、产品特性：

- 1、高难度的无缝一体成模生产技术，确保产品质量的稳定性，使用寿命长；
- 2、PFA这种材料的化学稳定性可显著减少交叉污染，摩擦系数在塑料中低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响。
- 3、耐高底温：使用温度-200 ~ +260 ，在大温差内，能保持其机械强度：从低到高温，PFA均能维持其柔性而不减韧性，和PTFE相同，这是所有碳氟聚合物的高持续使用温度。
- 4、耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂；
- 5、带有准确刻度线、误差小，可满足常规实验的定量要求；
- 6、易于清洗：
PFA本身不粘性并且具有防水、油和其他物质的能力，表面平整光滑，无任何划痕，在使用过程中，易清洗，满足苛刻的痕量分析实验需求。

三、应用

(1)灼烧固体物质

(2)溶液的蒸发、浓缩

或结晶（如果有蒸发皿，应该选择蒸发皿

。当然坩埚也可以用于溶液的蒸发、浓缩或结晶）

四、使用注意事项

(1)可直接受热，加热后不能骤冷，用坩埚钳取下

(2)坩埚受热时放在泥三角上

(3)蒸发时要搅拌；将近蒸干时用余热蒸干

五、PFA系列产品：

PFA样品瓶、PFA洗瓶、PFA量杯、PFA烧杯、PFA消解管、PFA溶样罐、PFA微柱、PFA坩埚、PFA阀门、PFA接头、PFA输送管，PFA滴瓶，PFA洗气瓶，PFA蒸馏装置，PFA冷凝回流装置等产品。