

HSY-6900B全自动电位滴定仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HSY-6900B全自动电位滴定仪 |
| 生产厂家 | 颀高仪器制造（江苏）有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | 品牌:颀高仪器 温度测温范围:-5 ~ 120 温度测量精度: ± 0.01 |
| 公司地址 | 江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A09栋 |
| 联系电话 | 15861176825 |

产品详情

HSY-6900B全自动电位滴定仪

一、 HSY-6900B全自动电位滴定仪主要特点

1、混合同步进液系统：

国际先的同时4通道进样，多支持拓展8

通道模块化组合进液系统。滴定剂、添加剂或

辅助试剂任意组合使复杂的进液添加需求彻底摆脱手工操作。

2、内置式滴定管：

国际安全内置式的滴定管，滴定管内置在仪器中，外部可通过视窗观察滴定管情况，使溶液运行过程中彻底与人员分离，避免溢出对操作员造成损伤。

3、容量滴定管可选：5ML/10ML/25ML.

4、云服务功能（选配）：

国内首用云服务概念，仪器带有网络接口，通过互联网可以将数据存储在云端，实验应用模式大数据应用，摆脱仪器单机运行的时代。

5、滴定平台多元化：

可自由选择独立滴定台或16位（A型），20位（B型），34位（C型），40位（D型）自动进样器，通过16位，20位，34位，40位自动进样器可全自动进行多任务操作，

不再为多批次多任务操作烦恼，全过程无需人员监控，提高工作效率。

二、HSY-6900B全自动电位滴定仪功能参数

1、MV 测量范围：-2000.0MV ~ +2000.0MV；

-
- 2、 MV 测量：分辨率 0.1MV，精度 0.1MV；
 - 3、 pH 测量范围：-20.000PH ~ +20.000PH；
 - 4、 pH 测量：分辨率 0.001PH，精度 0.003PH；
 - 5、 温度测温范围：-5 ~ 120 ；
 - 6、 温度测量精度：；
 - 7、 自定义公式，公式自由编辑，公式自定义变量；
 - 8、 测量终点结果可选择对应不同公式换算，支持滴定结果重新计算功能，支持数据管理，确保结果度；
 - 9、 紧急样品插队功能，样品方法可复制和替换；
 - 10、 样品测试过程中，根据需要可自动调换样品顺序；
 - 11、 通讯方式：2 个 USB、232 串口、以太网，具有网络 CAN 总线通讯功能；
 - 12、 通道滴定模块，连接独立16位进样器，20位进样器和34位，40位自动进

样器；

13、可同时工作加液模块数量：4；

14、可扩展8组加液通道，滴定管规格：10ml 可选配 5ml,25ml；

15、滴定管的分辨率：1/18,00000；

16、滴定管补液时间：10 秒（100%充液速度）；

17、电脑反控仪器和安卓平板软件反控仪器，同时具有操作软件；

18、电极接口类型：mv/pH 测量电极接口，参比电极接口，PT1000
温度电极接口；

19、配备20工位独立分析台；

20、内置式加液单元，上顶式玻璃杯螺旋密封和螺旋桨式搅拌；

21、可进行多重自检功能，具备 PH 电极校准功能；

22、可储存应用方案，并实现一键调用；

电脑存储数据及方法，可以随时回看数据；

23、支持安卓平板系统软件控制和电脑PC软件控制数据上传

24、符合 FDA、GLP、GMP、AOAC

规范,具备审计追踪及三级以上分级管理系统具备防篡改功能及电子签名；

25、自动进样器软件支持16位转盘，20

位转盘（150mL）和34位/40位转盘四种转盘；

26、可进行酸碱滴定、沉淀滴定、非水滴定、氧化还原滴定、络合滴定。

三、配置清单：

1、全自动电位滴定仪主机 1 套；

2、10ml 滴定管系统 4套；

3、螺旋桨式搅拌系统1套

4、150ml样品杯60个

5、独立20位（150ML）进样器一套

6、配套品牌笔记本电脑一台

7、进口非水PH复合电极、防扩散滴定头一个。