

## 半刚性医用固定带（软绷带）

产品名称	半刚性医用固定带（软绷带）
生产厂家	郑州凯斯特医疗器械有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环路279号13幢7层27号房
联系电话	19939355852

## 产品详情

半刚性医用固定带（软绷带）

# 产品详情



---

## 使用方法:

1、软、硬绷带结合使用:以软固定绷带做管型沿患肢铺垫一层，用传统高分子绷带做托形置于第二层，以确保坚强固定，用软固定高分子绷带做管型缠绕固定。软硬结合使用不但能保证稳定性，解决拆除难题，缩短骨折愈合期，保证了关节、肌肉功能。

2、软固定绷带单独使用:使用方法请参考矫形合成绷带(与矫形合成绷带使用方法相同)。

## 产品特点：

1、有传统高分子绷带的透气、透X射线、轻便干净卫生等优点。

2、拆除更方便、用手或石膏剪即可拆除。

3、有效避免关节僵硬，肌肉萎缩等风险。

## 适应症：

用于关节扭伤、肌肉韧带损伤、青枝骨折、儿童骨折矫正、3岁以下儿童马蹄足矫正，膝关节矫正、先髌等。

## 规格参数

### SPECIFICATIONS

规格	尺寸	包装	材质
PrimeCast™ F2	5.0cmX3.6m(2.7m)	90卷/箱	玻璃纤维或 聚酯纤维
PrimeCast™ F3	7.5cmX3.6m(2.7m)	90卷/箱	
PrimeCast™ F4	10.0cmX3.6m(2.7m)	90卷/箱	
PrimeCast™ F5	12.5cmX3.6m(2.7m)	90卷/箱	



用于关节扭伤、肌肉韧带损伤、青枝骨折、儿童骨折矫正、3岁以下儿童马蹄足矫正，膝关节矫正、先髀等。