
离子型化合物的萃取，如羧酸等。这种强阴离子交换剂可用于从水和非水溶液中萃取带有负电荷的化合物，较适合于弱酸的提取。相当于BondElute SAX

。常用于除掉样品中的强阴离子（有机酸，核酸，核苷酸，磺酸根，无机离子等），生物大分子脱盐等。

产品参数

平均粒径：50 μm ；

平均孔径：60 \AA ；比表面：600 m^2/g ；

Cleanert SAX SPE规格信息如下，在线客服：

名称	规格	货号	包装
SAX	100mg/1ml	SA1001	包-100支
SAX	1g/6ml	SA0006	包-30支
SAX	200mg/3ml	SA2003	包-50支
SAX	500mg/3ml	SA5003	包-50支
SAX	500mg/6ml	SA5006	包-30支
SAX 96孔板	100mg/2ml/well	SA1002-W	包-2个
SAX 96孔板	50mg/2ml/well	SA0502-W	包-2个
SAX 填料	100g/瓶	SA0100	瓶
SAX 填料	10g/瓶	SA0010	瓶