

自动胶质测定仪（柴油）FDR-0581

产品名称	自动胶质测定仪（柴油）FDR-0581
生产厂家	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	/
规格参数	富兰德:执行标准：GB/T509 FDR-05:工作电源：220V 50 长沙:检测单元：2组6孔
公司地址	长沙高新开发区汇智中路169号金导园一期工业厂房A区6栋4
联系电话	13975192900

产品详情

自动胶质测定仪（柴油）FDR-0581

适用范围

仪器符合GB/T509标准要求设计和生产，用于柴油实际胶质的检测，仪器全自动检测，检测过程中无需人工介入，是替代手动设备，避免油蒸汽对实验室人员的侵害的优先选择。

功能特点

- 1、触摸屏幕液晶显示，中文操作界面，友好提示操作；
- 2、富兰德优化控温算法，智能超温保护系统，确保实验室安全；
- 3、双参照计时系统，自动启动和结束试验；
- 4、采用富兰德专利称量系统，与主机系统完美融合，称重精度可达万分之一；

、全自动检测系统，自动送样，自动称量，自动升温，自动喷射，自动调节流量，自动干燥，自动干燥器开揭盖，自动检测、自动保存结果；

6、自动循环进样系统，试验过程中无限制进样；

技术参数

- 1、 执行标准：GB/T509
- 2、 温度范围：室温 ~ 250 ，分辨率0.1
- 3、 显示方式：7寸触摸屏显示，安卓操作系统
- 4、 温控系统：欧姆龙控温系统，加热和称量两个系统隔离设计
- 5、 计时系统：自动启动和到时结束试验
- 6、 测试方式：放样后全过程自动化无需人工干预
- 7、 进样系统：采用循环称样系统，实验过程中无限制进样
- 8、 称量系统：内置梅特勒的万分之一的天平，实验过程自动称量
- 9、 保护系统：电路硬、软件双保护，超温保护，断电记忆
- 10、干燥系统：内置冷却干燥塔，干燥塔带自动开揭盖装置
- 11、数据输出：内置打印机，可打印数据
- 12、工作电源：220V 50HZ；
- 13、检测单元：2组6孔

配件清单

编码名称	配件名称	数量	备注
23FDR0581001	胶质杯	9个	易损件
23FDR0581002	密封盖	3个	
23FDR0581003	试验喷嘴	3个	GB/T509
23FDR0581004	空气管	3米	
23FDR0581005	空气压缩机	1台	
23FDR0581006	打印纸	2卷	易耗件

23FDR0581007	保险丝	3个	
23FDR0581008	加热套杯	3个	
23FDR0581009	称重模块	1台	内置仪器
	合格证	1份	
	说明书	1份	