

250ml实验室用聚四氟乙烯气体反应瓶PFA洗气瓶可定制

产品名称	250ml实验室用聚四氟乙烯气体反应瓶PFA洗气瓶可定制
生产厂家	南京滨正红仪器有限公司
价格	580.00/个
规格参数	规格:250ml 品牌:南京滨正红 :
公司地址	玄武区樱花路118号
联系电话	13913944240

产品详情

250ml实验室用聚四氟乙烯气体反应瓶PFA洗气瓶可定制

一、产品指南

PFA

洗气瓶是一种洗去气体中杂质的器皿，是将不纯气体通过选定的适宜液体介质鼓泡吸收，从而洗去杂质气体，以达

净化气体的目的。在设计时

，四氟球的周围都布满小孔，加工工艺独特。

一般情况下，长导管进，短导管出（也可加工英制管）。

PFA也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙（TeF

Ion），它耐受强酸碱及高低温，主要用于痕量分析、同位素检测，ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的

化学稳定性可显著减少交叉污染，摩擦系数在塑料中低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响。

二、产品特性：

- 1、耐高低温：使用温度可达-200~+260 ；
- 2、耐绝缘：介电性能与温度、频率无关；
- 3、防污染：金属元素空白值低；
- 4、外观透明无色，在所有塑料中折射率低；
- 5、低的溶出和析出，是存储标准物质、强腐蚀性、昂贵试剂的好器皿；
- 6、非凡的化学耐受性，几乎可耐受所有的化学溶剂（王水，HF等）；

三、注意事项

- 1、洗气瓶内装选定的液体，用以洗涤气体，除去其中的水分或其它气体杂质。使用时注意气体的流向，进气管与出气管不能接反；
- 2、洗气瓶不能长时间盛放碱性液体洗涤剂，用后及时将该洗涤剂倒入有橡胶塞试剂瓶存放待用，并用水清洗干净放置。该瓶还可以收集气体以及计算气体的体积；
- 3、一般情况下，长导管进，短导管出。长导管进密度比空气大的气体，短导管进密度比空气小的气体；
- 4、用向上排空气法，说明所收集的气体密度大于空气，长进短出可以使所收集的气体把空气压出去，如果短进长出所收集的气体将直接从长管跑出；

四、PFA系列产品：

PFA样品瓶、PFA洗瓶、PFA量杯、PFA烧杯、PFA消解管、PFA溶样罐、PFA微柱、PFA坩埚、PFA阀门、PFA接头、PFA输送管，PFA滴瓶，PFA洗气瓶，PFA蒸馏装置，PFA冷凝回流装置等产品。

1.我们是自己生产制作的PFA材质产品的生产厂家，本底保证加工细致

2.可根据要求采用激光打标编号等，清晰不混乱

3.可采用激光打标、刻线，简约更清晰，方便观察

4.内壁光滑不挂液，无溶出与析出更无残留

5.库存充足，货期短，供应及时

6.外观透明可视，方便观察液面

7.与玻璃材质相比较，PFA材质抗摔，经久耐用，耐氢氟酸等强腐蚀酸

8.清洗流程简单方便，可参考其他器皿等同清洗

9.相比其他材质的塑料制品，性能更稳定，材质本质好

10.可根据客户要求定制