

低硼硅玻璃安瓿包装检测仪

产品名称	低硼硅玻璃安瓿包装检测仪
生产厂家	济南西奥机电有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	郭店街道工业北路5577号4-B-1-1-403
联系电话	13165113822

产品详情

低硼硅玻璃安瓿包装检测仪

产品简介

医药包装撕拉力测试仪用于多种瓶装、袋装医药包装材料进行拉压试验、剥离强度、开启力、穿刺力等试验。是研究机构、包材生产企业、制药企业、检验检疫等机构必备仪器。

测试原理

将试样装夹在两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将进行穿刺或开启力试验,通过仪器测力系统精确测试此过程中的力值变化与位移变化,从而得出相应力值数据。

应用领域

药用胶塞：用于药品包装的密封胶塞，需要测试其密封性和拉压力学性能。

安瓿瓶：一种常用的药品包装容器，用于存放液体药品，其强度和耐压性是关键测试指标。

组合盖：用于药品包装容器的盖子，需要测试其开启力和密封性。

复合膜袋：复合膜袋是药品包装中常用的软包装形式，需要测试其剥离强度以及整体的力学稳定性。

PVC硬片：用于药品包装的硬质材料，其抗压和抗拉性能是测试的重点。

药用铝箔：铝箔材料常用于药品的防潮和密封包装，其剥离强度和密封性需要得到验证。

产品特点

7英寸高亮度TFT液晶触摸屏方便参数设置及试验操作

仪器满足拉压试验、剥离强度、开启力、穿刺力等四项单独实验项目精密滚珠丝杠，位移控制更准确

1-500mm/min试验速度可随意调节

专业计算机软件操作系统,方便用户连接计算机进行数据保存、分析、打印

限位保护及自动保护功能保证了操作及运行安全

仪器自带微型打印机,可快速打印实验结果

仪器可单独完成实验，通过电脑软件系统也可完成实验

产品规格

测试范围:0-200N(其他可定制)

测量精度: $\pm 0.5\%$

测量速度:1-500mm/min无极变速速度精度: $\pm 1\%$ 误差仪器尺寸:400mm(L)x340mm(w)x800mm(H)重量:26kg